

**製品名: RASSF2 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM86021**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,FC 1:25-1:50
分子量	37.8kDa

**抗原情報**

遺伝子名	RASSF2
別名	Ras association domain-containing protein 2, RASSF2, KIAA0168
遺伝子 ID	9770.0
SwissProt ID	P50749
免疫原	この RASSF2 抗体は、ヒト RASSF2 の 1 ~ 326 アミノ酸からなる組み換えタンパク質で免疫化されたマウスから生成されます。

**背景**


潜在的な腫瘍抑制因子。KRAS 特異的のエフェクタータンパク質として作用する。アポトーシスおよび細胞周期停止を促進する可能性が

ある。STK3/MST2 をプロテアソームによる分解から保護することで安定化させる。

## 研究分野

-

## 画像データ



抗 RASSF2 抗体 (1:2000 希釈) + Raji 全細胞ライセート