

製品名: WBP2 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM86077**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	28.1kDa

抗原情報

遺伝子名	WBP2
別名	WW domain-binding protein 2, WBP-2, WBP2
遺伝子 ID	23558.0
SwissProt ID	Q969T9
免疫原	この WBP2 抗体は、ヒト WBP2 の C 末端領域からの 1 ~ 261 アミノ酸間の組み換えタンパク質で免疫化されたマウスから生成されます。

背景

研究分野

-

画像データ

全レーン：抗 WBP2 抗体 (C 末端) 1:2000 希釈

