

**製品名: GSTA1 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM86122**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:2000-1:5000
分子量	25.6kDa

**抗原情報**

遺伝子名	GSTA1
別名	Glutathione S-transferase A1, 2.5.1.18, GST HA subunit 1, GST class-alpha member 1, GST-epsilon, GSTA1-1, GTH1, Glutathione S-transferase A1, N-terminally processed, GSTA1
遺伝子 ID	2938.0
SwissProt ID	P08263
免疫原	この GSTA1 抗体は、ヒト GSTA1 のヒト領域からの組み換えタンパク質で免疫化されたマウスから生成されます。

**背景**

還元型グルタチオンを、さまざまな外因性および内因性の疎水性求電子剤と結合させます。

## 研究分野

-

## 画像データ

全レーン：抗 GSTA1 抗体 (1:5000 希釈)

