

製品名: ウサギ IgG (Fc 特異的、重鎖) マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM86162

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください (12 ヶ月有効)。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.5% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:2000-1:5000
分子量	55kDa

抗原情報

遺伝子名	Rabbit IgG (Fc specific, Heavy Chain)
別名	Rabbit IgG (Fc specific, Heavy Chain)
遺伝子 ID	
SwissProt ID	
免疫原	-


背景

-

研究分野

-

画像データ



1:10000 に希釈した還元ウサギ IgG、H+L のウェスタン ブロット分析。