

製品名: ルシフェラーゼマウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM86164**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	他の
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.5% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	60kDa

抗原情報

遺伝子名	Luciferase
別名	Luciferase
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P08659
免疫原	合成ペプチド


背景

-

研究分野

-

画像データ



1:2000 に希釈したルシフェラーゼ マウス mAb を使用した、ホタルルシフェラーゼを導入した HeLa 細胞溶解物のウエスタン ブロット分析。