

**製品名:** Cbfa2t2 ラットモノクローナル抗体

**カタログ番号:** AMR83163

研究使用のみ

## 概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	マウス、ヒト
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG2c
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	IHC 1:50-1:100
分子量	/

## 抗原情報

遺伝子名	Cbfa2t2
別名	Cbfa2t2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	O70374
免疫原	MTGR1 ペプチド


## 背景

-

## 研究分野

-

## 画像データ



抗Cbfa2t2抗体（Cbfa2t2ラットモノクローナル抗体）による精巢組織のIHC-P分析