

製品名: Chtop ラットモノクローナル抗体

カタログ番号: AMR83169

研究使用のみ

概要

| | |
|--------|---|
| 説明 | ラットモノクローナル抗体 |
| 宿主 | ねずみ |
| 応用 | IHC |
| 反応性 | ねずみ |
| 標識 | 非共役 |
| 修飾 | 未修正 |
| アイソタイプ | Rat IgG2a |
| クローン性 | モノクローナル |
| 形態 | 液体 |
| 濃度 | 0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。 |
| 保存 | アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。 |
| 輸送 | 氷袋 |
| バッファー | 0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体 |
| 精製 | アフィニティー精製 |

応用

| | |
|------|-----------------|
| 希釈倍率 | IHC 1:100-1:200 |
| 分子量 | / |

抗原情報

| | |
|--------------|--------------------|
| 遺伝子名 | Chtop |
| 別名 | Chtop |
| 遺伝子 ID | |
| SwissProt ID | Q9CY57 |
| 免疫原 | マウス CHTOP の N 末端断片 |


背景

-

研究分野

-

画像データ



抗Chtop抗体（Chtopラットモノクローナル抗体）によるマウス脾臓組織のIHC-P分析