

製品名: Lgi4 ラットモノクローナル抗体

カタログ番号: AMR83170

研究使用のみ

概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:100-1:200
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	Lgi4
別名	Lgi4
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q8K1S1
免疫原	マウス Lgi4 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



抗 Lgi4 抗体 (Lgi4 ラットモノクローナル抗体) によるマウス小脳組織の IHC-P 解析