

製品名: Smc3 ラットモノクローナル抗体**カタログ番号: AMR83258**

研究使用のみ

概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
分子量	55kDa

抗原情報

遺伝子名	Smc3
別名	Smc3
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9CW03
免疫原	マウス Smc3 の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



マウス精巣溶解物および NIH/3T3 溶解物に対する SMC3 mAb を用いたウェスタンブロット分析



抗 SMC3 抗体 (AMR83258) による結腸組織の IHC-P 分析