

**製品名: Stag2 ラットモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMR83262**

研究使用のみ

## 概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgM
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	130kDa

## 抗原情報

遺伝子名	Stag2
別名	Stag2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	O35638
免疫原	マウス Stag2 の精製組換え断片


## 背景

-

## 研究分野

-

## 画像データ



レーン 1: 15  $\mu$ g の K-562 溶解液。レーン 2: 15  $\mu$ g の Jurkat 溶解液。レーン 3: 15  $\mu$ g の MCF7 溶解液。結果: Stag2 ラットモノクローナル抗体はウェスタンブロットティングによって Stag2 を検出できます。