

製品名: Gata3 ラットモノクローナル抗体**カタログ番号: AMR83582**

研究使用のみ

概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:200-1:500
分子量	55kDa

抗原情報

遺伝子名	Gata3
別名	Gata3
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P23772
免疫原	マウス Gata3 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



レーン 1: Jurkat ライセート 15 μ g レーン 2: SH-SY5Y ライセート 15 μ g レーン 3: MCF-7 ライセート 15 μ g