

**製品名:** NIPBL ラットモノクローナル抗体

**カタログ番号:** AMR83586

研究使用のみ

## 概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	IHC 1:200-1:500
分子量	/

## 抗原情報

遺伝子名	NIPBL
別名	NIPBL
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q6KC79-2
免疫原	ヒト NIPBL の精製組換え断片


## 背景

-

## 研究分野

-

## 画像データ



NIPBL 抗体 (NIPBL ラットモノクローナル抗体) による胃組織の IHC-P 分析