

製品名: Clasp2 ラットモノクローナル抗体**カタログ番号: AMR83599**

研究使用のみ

概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	マウス、ヒト
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	180kDa

抗原情報

遺伝子名	Clasp2
別名	Clasp2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q8BRT1
免疫原	マウス Clasp2 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



レーン 1: HEK-293 ライセート 15 µg レーン 2: Jurkat ライセート 15 µg レーン 3: HeLa
ライセート 15 µg