

製品名: Rab6b ラットモノクローナル抗体**カタログ番号: AMR83600**

研究使用のみ

概要

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	180kDa

抗原情報

遺伝子名	Rab6b
別名	Rab6b
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P61294
免疫原	マウス Rab6b の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



レーン 1: 15 µg の SH-SY5Y 溶解物。レーン 2: 15 µg のマウス脳組織溶解物。レーン 3: 15 µg のラット脳組織溶解物。結果: Rab6b ラットモノクローナル抗体はウエスタンブロットティングによって Rab6b を検出できます。