

**製品名: Tmem176b ラットモノクローナル抗体****カタログ番号: AMR83673**

研究使用のみ

**概要**

説明	ラットモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Rat IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	26kDa,28kDa

**抗原情報**

遺伝子名	Tmem176b
別名	Tmem176b
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9R1Q6
免疫原	マウス Tmem176b の精製組換え断片


**背景**

-

## 研究分野

-

## 画像データ



マウス肝臓組織溶解物およびマウス腸組織溶解物に対する Tmem176b mAb を用いたウェスタンブロット分析