

製品名: クレアチンキナーゼ B 型ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab00328**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	リン酸緩衝生理食塩水中のウサギ IgG、pH 7.4、150mM NaCl、0.02%アジ化ナトリウムおよび 50%グリセロール。
精製	アフィニティークロマトグラフィー

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,FC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 43 kDa

抗原情報

遺伝子名	CKB
別名	BCK; Ckb; CKBB; HEL 211; HEL S 29
遺伝子 ID	1152
SwissProt ID	P12277
免疫原	ヒトクレアチンキナーゼ B 型の合成ペプチド

背景


ATP と様々なリン酸化原（例：クレアチンリン酸）間のリン酸の転移を可逆的に触媒します。クレアチンキナーゼアイソザイムは、

骨格筋、心臓、脳、精子など、エネルギー需要が大きく変動する組織におけるエネルギー変換において中心的な役割を果たします。

研究分野

神経科学

画像データ



クレアチンキナーゼ B 型抗体を使用した SH-SY5Y 溶解物中のクレアチンキナーゼ B 型のウエスタンブロット分析。