

製品名: ヒストン H2B ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab00560**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ELISA
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	Calculated MW: 14 kDa; Observed MW: 14 kDa

抗原情報

遺伝子名	HIST1H2BC/HIST1H2BE/HIST1H2BF/HIST1H2BG/HIST1H2BI/HIST1H2BD/HIST1H2BH/ HIST1H2BK/HIST1H2BL/HIST1H2BM/HIST1H2BN/HIST2H2BF/H2BFS
別名	HIST1H2BB; H2BFF; Histone H2B type 1-B; Histone H2B.1; Histone H2B.f; H2B/f; HIST1H2BC; H2BFL; HIST1H2BE; H2BFH; HIST1H2BF; H2BFG; HIST1H2BG; H2BFA; HIST1H2BI; H2BFK; Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; Histone H2B.1 A; Histone H2B.a; H2B/a; Histone H2B.g; H2B/g; Histone H2B.h; H2B/h; Histone H2B.k; H2B/k; Histone H2B.l; H2B/l; HIST1H2BD; H2BFB; HIRIP2; Histone H2B type 1-D; HIRA-interacting protein 2; Histone H2B.1 B; Histone H2B.b; H2B/b; HIST1H2BH; H2BFJ; Histone H2B type 1-H; Histone H2B.j; H2B/j; HIST1H2BJ; H2BFR; Histone H2B type 1-J; Histone H2B.1; Histone H2B.r; H2B/r; HIST1H2BK; H2BFT;

HIRIP1; Histone H2B type 1-K; H2B K; HIRA-interacting protein 1; HIST1H2BL; H2BFC; Histone H2B type 1-L; Histone H2B.c; H2B/c; HIST1H2BM; H2BFE; Histone H2B type 1-M; Histone H2B.e; H2B/e; HIST1H2BN; H2BFD; Histone H2B type 1-N; Histone H2B.d; H2B/d; HIST1H2BO; H2BFH; H2BFN; Histone H2B type 1-O; Histone H2B.2; Histone H2B.n; H2B/n	
遺伝子 ID	3017/8339/8343/8344/8346/8347/3018/8345/85236/8340/8342/8341/440689
SwissProt ID	P33778/P62807/P58876/Q93079/P06899/O60814/Q99880/Q99879/Q99877/P23527
免疫原	-


背景

ヒストン H2B ファミリーに属し、転写制御、DNA 修復、DNA 複製、染色体安定性において中心的な役割を果たします。DNA アクセシビリティは、ヒストンの複雑な翻訳後修飾（ヒストンコードとも呼ばれます）とヌクレオソームリモデリングによって制御されます。


研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達

画像データ



ヒストン H2B 抗体を使用した HeLa 溶解物中のヒストン H2B のウエスタンブロット分析



ヒストン H2B 抗体を使用したパラフィン包埋ヒト乳癌の免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。