

製品名: SOX17 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab00599**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	Calculated MW: 44 kDa; Observed MW: 44 kDa

抗原情報

遺伝子名	SOX17
別名	SOX17; Transcription factor SOX-17
遺伝子 ID	64321
SwissProt ID	Q9H6I2
免疫原	Sox-17 由来の合成ペプチド。アミノ酸範囲: 90-170


背景

標的プロモーター DNA に結合し、DNA を曲げる転写調節因子として機能します。

研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達

画像データ



Sox17 抗体を使用した Jurkat 溶解物中の SOX17 のウエスタン プロット分析。