

**製品名:** コラーゲン XIX アルファ 1 ウサギポリクローナル抗体

**カタログ番号:** APRab00803

研究使用のみ

## 概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	Calculated MW: 115 kDa; Observed MW: 130 kDa

## 抗原情報

遺伝子名	COL19A1
別名	Collagen alpha-1(XIX) chain (Collagen alpha-1(Y) chain)
遺伝子 ID	1310
SwissProt ID	Q14993
免疫原	-


## 背景

原線維と他の細胞外マトリックス分子の間の架橋として機能する可能性がある。

## 研究分野

細胞生物学

## 画像データ



コラーゲン XIX アルファ 1 抗体を使用した、HELA 溶解物中のコラーゲン XIX アルファ 1 のウェスタン ブロット分析。