

製品名: NFκB-p105 (リン酸化 Ser932) ウサギポリクローナル抗体

カタログ番号: APRab05096

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	リン酸化
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	105kDa

抗原情報

遺伝子名	NFKB1
別名	NFKB1; Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit; DNA-binding factor KBF1; EBP-1; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1
遺伝子 ID	4790.0
SwissProt ID	P19838
免疫原	抗血清は、ヒト NF-κB p105/p50 の Ser932 リン酸化部位付近の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 899-948


背景

核因子κBサブユニット1 (NFκB1) ホモサピエンス この遺伝子は 105kD のタンパク質をコードしており、26S プロテアソームによる共翻訳プロセッシングを受けて 50kD のタンパク質を生成します。105kD のタンパク質は Rel タンパク質特異的転写阻害因子であり、50kD のタンパク質は NF-κB (NFκB) タンパク質複合体の DNA 結合サブユニットです。NFκB は、サイトカイン、酸化フリーラジカル、紫外線照射、細菌またはウイルス産物などのさまざまな細胞内外刺激によって活性化される転写制御因子です。活性化された NFκB は核に移行し、さまざまな生物学的機能に関与する遺伝子の発現を刺激します。NFκB の不適切な活性化は多くの炎症性疾患に関連しており、NFκB の持続的な阻害は不適切な免疫細胞の発達や細胞増殖の遅延につながります。選択的スプライシングにより、異なるアイソフォームをコードする複数の転写産物バリエーションが生成されます。ドメイン: グリシンリッチ領域 (GRR) は、p50 の生成に不可欠な要素であると考えられます。ドメイン: p105 の C 末端は、細胞質保持、DNA 結合の阻害、および転写活性化に関与している可能性があります。機能: NF-κB は、ほぼすべての細胞タイプに存在する多面的転写因子であり、炎症、免疫、分化、細胞増殖、腫瘍形成、アポトーシスなどの多くの生物学的プロセスに関与しています。NF-κB は、Rel 様ドメインを含むタンパク質 RELA/p65、RELB、NFκB1/p105、NFκB1/p50、REL、および NFκB2/p52 によって形成されるホモまたはヘテロ二量体複合体であり、ヘテロ二量体の p65-p50 複合体が最も豊富であると考えられます。二量体は標的遺伝子の DNA の κB 部位に結合し、個々の二量体は異なる κB 部位に対して明確な親和性および特異性を持って結合することを好みます。異なる二量体の組み合わせは、それぞれ転写活性化因子または転写抑制因子として作用します。NF-κB は、翻訳後修飾および細胞内区画化のさまざまなメカニズム、ならびに他の補因子またはコリプレッサーとの相互作用によって制御されます。NF-κB 複合体は、NF-κB 阻害因子 (I-κB) ファミリーのメンバーと複合体を形成し、不活性化状態で細胞質内に保持されます。従来の活性化経路では、I-κB はさまざまな活性化因子に反応して I-κB キナーゼ (IKK) によってリン酸化され、その後分解されて活性 NF-κB 複合体が遊離し、核に移行します。NF-κB ヘテロ二量体 p65-p50 複合体および RelB-p50 複合体は転写活性化因子である。NF-κB p50-p50 ホモ二量体は転写抑制因子であるが、BCL3 と結合すると転写活性化因子として作用する。NFκB1 は、p105 による結合した NF-κB タンパク質の細胞質内保持と、共翻訳プロセッシングによる p50 の生成という二重の機能を有すると考えられる。


研究分野

T細胞受容体; B細胞抗原; 幹細胞経路; Toll様; MAPK_ERK_Growth; MAPK_G_Protein; PI3K/Akt; タンパク質アセチル化


画像データ



NF-κB p105/p50 (リン酸化 Ser932) 抗体を用いたリン酸化ペプチド (リン酸化左) および非リン酸化ペプチド (リン酸化右) 免疫原の酵素結合免疫吸着測定法 (リン酸化 ELISA)



CA+TNF 20 ng/ml 10'で処理した HeLa 細胞ライセートの NF-κB p105/p50 (リン酸化 Ser932) 抗体を用いたウェスタンブロット解析。左のレーンはリン酸化ペプチドでブロックされている。



リン酸化 NFκB-p105 (S932) ポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット解析