

製品名: 4E-BP1 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab06331**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:10000
分子量	15kDa

抗原情報

遺伝子名	EIF4EBP1
別名	EIF4EBP1; Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; 4E-BP1; eIF4E-binding protein 1; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1; PHAS-I
遺伝子 ID	1978.0
SwissProt ID	Q13541
免疫原	抗血清はヒト 4E-BP1 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 30-79

背景


真核生物翻訳開始因子4E結合タンパク質1 (EIF4EBP1) ホモサピエンス この遺伝子は、翻訳抑制タンパク質ファミリーの一員をコー

ドしています。このタンパク質は、40S リボソームサブユニットを mRNA の 5'末端にリクルートする多サブユニット複合体の制限因子である真核生物翻訳開始因子 4E (eIF4E) と直接相互作用します。このタンパク質と eIF4E の相互作用は、複合体の組み立てを阻害し、翻訳を抑制します。このタンパク質は、紫外線照射やインスリンシグナル伝達などの様々なシグナルに応答してリン酸化され、eIF4E から解離して mRNA の翻訳を活性化します。[RefSeq 提供、2008 年 7 月]、機能: eIF4E の eIF4F 複合体への組み立てを阻害することで、eIF4E の活性を制御します。ホルモン、成長因子、および MAP キナーゼ経路を介してシグナルを送るその他の刺激によるタンパク質翻訳の調節を媒介する。、PTM: インスリン、EGF、および PDGF に応答してセリンおよびスレオニン残基がリン酸化される。DNA 損傷 (おそらく ATM または ATR による) 時にリン酸化される。、類似性: eIF4E 結合タンパク質ファミリーに属する。、サブユニット: リン酸化されていない EIF4EBP1 は、EIF4G1/EIF4G3 と競合して EIF4E と相互作用する。インスリン刺激による MAP キナーゼ (MAPK1 および MAPK3) による EIF4EBP1 のリン酸化は複合体の解離を引き起こし、EIF4G1/EIF4G3 が結合して翻訳を開始する。ラパマイシンは、FKBP を介したインスリン刺激を減弱させる可能性がある。、


研究分野

血管新生を制御する; インスリン受容体; mTOR; ErbB/HER; PI3K/Akt; AMPK

画像データ



4E-BP1 抗体を用いたパラフィン包埋ヒト大腸癌組織の免疫組織化学染色。右の写真は合成ペプチドでブロッキングした画像。



インスリン 0.01U/ml を 15 分間処理した Jurkat 細胞ライセートの 4E-BP1 抗体を用いたウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。