

**製品名: ALKB7 ウサギポリクローナル抗体****カタログ番号: APRab06785**

研究使用のみ

**概要**

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	24kDa

**抗原情報**

遺伝子名	ALKBH7 ABH7 SPATA11 UNQ6002/PRO34564
別名	
遺伝子 ID	84266.0
SwissProt ID	Q9BT30
免疫原	ヒトタンパク質由来の合成ペプチド。AA 範囲: 10-90


**背景**

類似性:alkB ファミリーに属します。類似性:alkB ファミリーに属します。、

## 研究分野

-

## 画像データ



A431 細胞溶解液のウェスタンブロット分析、ALKB7 ウサギポリクローナル抗体を1:1000に希釈し、4°で一晩