

製品名: Arrdc4 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab07168**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
分子量	45kDa

抗原情報

遺伝子名	ARRDC4
別名	ARRDC4; Arrestin domain-containing protein 4
遺伝子 ID	91947.0
SwissProt ID	Q8NCT1
免疫原	抗血清はヒト ARRDC4 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 127-176


背景

類似性:アレスチンファミリーに属します。類似性:アレスチンファミリーに属します。、

研究分野

-

画像データ



ARR4抗体を用いた COLO 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。