

製品名: C1QL3 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab07727**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	28kDa

抗原情報

遺伝子名	C1QL3
別名	
遺伝子 ID	389941.0
SwissProt ID	Q5VWW1
免疫原	ヒトタンパク質の一部の領域から得られた合成ペプチド AA 範囲: 110-150


背景

類似性: C1q ドメインを 1 つ含みます。類似性: コラーゲン様ドメインを 1 つ含みます。類似性: C1q ドメインを 1 つ含みます。類似性: コラーゲン様ドメインを 1 つ含みます。、

研究分野

-

画像データ



SW480 細胞溶解液のウェスタンブロット分析、C1QL3 ウサギポリクローナル抗体を1:1000に希釈し、4°で一晩