

製品名: エフリン B1 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab10539**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	人間、マウス、ラット、サル
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:20000-1:40000
分子量	38kDa

抗原情報

遺伝子名	EFNB1
別名	EFNB1; EFL3; EPLG2; LERK2; Ephrin-B1; EFL-3; ELK ligand; ELK-L; EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 2; LERK-2
遺伝子 ID	1947.0
SwissProt ID	P98172
免疫原	抗血清はヒト EFNB1 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 283-332

背景


この遺伝子によってコードされるタンパク質はI型膜タンパク質であり、Eph 関連受容体チロシンキナーゼのリガンドである。細胞接

着に関与し、神経系の発達や維持に機能する可能性がある。[RefSeq 提供、2008 年 7 月];疾患: EFNB1 の欠陥は、頭蓋前頭鼻症候群 (CFNS) [MIM:304110]の原因となる。頭蓋前頭鼻異形成症 (CFND) としても知られる。CFNS は、眼間開離、短頭症を伴う冠状癒合、眼瞼下垂、鼻尖裂、関節異常、爪の縦溝、その他の指先異常を特徴とする X 連鎖遺伝性症候群である。機能: 受容体チロシンキナーゼ EPHB1 および EPHA1 に結合する。in vitro において、交連軸索 / 成長円錐に結合し、その崩壊を誘導する。縦方向に突出する軸索の配向を束縛する役割を果たす可能性がある。誘導: TNF- α による。PTM: 細胞質ドメインのチロシン残基の誘導性リン酸化。類似性: エフリンファミリーに属する。サブユニット: GRIP1 および GRIP2 と相互作用する。組織特異性: 心臓、胎盤、肺、肝臓、骨格筋、腎臓、脾臓。、


研究分野

軸索ガイダンス;

画像データ



EFNB1 抗体を用いた COS7 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。



エフリン B1 ポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット解析