

製品名: GRIF-1 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab11760**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	IHC, ICC/IF, ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率 IHC 1:100-1:300, ICC/IF 1:50-1:200, ELISA 1:5000-1:20000

分子量

抗原情報

遺伝子名	TRAK2
別名	TRAK2; ALS2CR3; KIAA0549; Trafficking kinesin-binding protein 2; Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 3 protein
遺伝子 ID	66008.0
SwissProt ID	O60296
免疫原	抗血清はヒト TRAK2 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 430-480

背景


PTM:O-グリコシル化。、類似性:HAP1 N 末端ドメインを 1 つ含む。、サブユニット:GABA-A 受容体および O-GlcNAc トランスフェ

ラーゼと相互作用する（類似性による）。RHOT1/Miro-1 および RHOT2/Miro-2 と相互作用する。、組織特異性:広く発現しており、心臓で最も発現が高い。、PTM:O-グリコシル化。、類似性:HAP1 N 末端ドメインを1つ含む。、サブユニット:GABA-A 受容体および O-GlcNAc トランスフェラーゼと相互作用する（類似性による）。RHOT1/Miro-1 および RHOT2/Miro-2 と相互作用する。、組織特異性:広く発現しており、心臓で最も発現が高い。、

研究分野

-

画像データ



パラフィン包埋ヒト扁桃腺の免疫組織化学分析。1、抗体を 1:200 に希釈した（4℃で一晩）。2、抗原賦活化には Tris-EDTA、pH9.0 を使用した。3、二次抗体を 1:200 に希釈した（室温、30分）。