

**製品名:** ヒストン脱アセチル化酵素 7a ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号:** APRab12049

研究使用のみ

**概要**

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	105kDa

**抗原情報**

遺伝子名	HDAC7
別名	HDAC7; HDAC7A; Histone deacetylase 7; HD7; Histone deacetylase 7A; HD7a
遺伝子 ID	51564.0
SwissProt ID	Q8WUI4
免疫原	抗血清はヒト HDAC7 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 901-950

**背景**


ヒストンは転写制御、細胞周期の進行、そして発生過程において重要な役割を果たします。ヒストンのアセチル化/脱アセチル化は染色体構造を変化させ、転写因子の DNA へのアクセスに影響を与えます。この遺伝子によってコードされるタンパク質は、ヒストン

脱アセチル化酵素ファミリーのメンバーと配列相同性を有します。この遺伝子は、転写コリプレッサー SMRT を介した抑制を促進するタンパク質を持つマウス HDAC7 遺伝子と相同性があります。この遺伝子には、異なるアイソフォームをコードする選択的スプライシングを受けた転写バリエーションが見つかっています。[RefSeq 提供、2008 年 7 月]、触媒活性：ヒストンの N (6) -アセチルリジン残基を加水分解して脱アセチル化ヒストンを生成する。、ドメイン：核外輸送配列は、核と細胞質間のシャトルを媒介する。、機能：コアヒストン (H2A、H2B、H3、H4) の N 末端部分のリジン残基の脱アセチル化を担う。ヒストンの脱アセチル化は、エピジェネティック抑制の標識となり、転写調節、細胞周期の進行、発生イベントにおいて重要な役割を果たしている。ヒストン脱アセチル化酵素は、大きな多タンパク質複合体の形成を介して作用する。MEF2A、MEF2B、MEF2C などの筋細胞エンハンサー因子の転写を抑制することで、筋肉の成熟に関与する。筋分化の過程では、細胞質にシャトルし、筋細胞エンハンサー因子の発現を可能にする (類似性による)。エプスタイン・バーウイルス (EBV) 潜伏期に関与している可能性があり、ウイルスの BZLF1 遺伝子の発現を抑制することが原因と考えられます。、その他：その活性は、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤として知られるトリコスタチン A (TSA) によって阻害されます。、PTM：CaMK1 によってリン酸化される可能性があります。、配列に関する注意：イントロンの保持。、類似性：ヒストン脱アセチル化酵素ファミリーに属します。タイプ 2 サブファミリー。、細胞内局在：核内では、明瞭な核内ドット状構造を形成します。核と細胞質の間を往復します。EDN1 処理により、核から核周縁部への往復が促進されます。細胞質への輸送は 14-3-3 タンパク質 YWHAE との相互作用に依存し、そのリン酸化に起因すると考えられる。、サブユニット：HDAC1、HDAC2、HDAC3、HDAC4、HDAC5、NCOR1、NCOR2、SIN3A、SIN3B、RBBP4、RBBP7、MTA1L1、SAP30、MBD3 と相互作用する。14-3-3 タンパク質 YWHAE、MEF2A、MEF2B、MEF2C と相互作用する (類似性による)。HTATIP および EDNRA と相互作用する。KDM5B と相互作用する。、


## 研究分野

タンパク質アセチル化


## 画像データ




HDAC7 抗体を用いたパラフィン包埋ヒト肺癌組織の免疫組織化学染色。右の写真は合成ペプチドでブロッキングした画像。



HDAC7 抗体を用いた HUVEC 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。



HDAC7 抗体を使用した COLO205 細胞の溶解物のウェスタンブロット分析。



ヒストン脱アセチル化酵素 7a ポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット解析