

製品名: MKP-1/2 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab13932**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:50-1:200,ELISA 1:10000-1:20000
分子量	41kDa

抗原情報

遺伝子名	DUSP1/4 DUSP1; CL100; MKP1; PTPN10; VH1; Dual specificity protein phosphatase 1; Dual specificity protein phosphatase hVH1; Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1; MAP kinase phosphatase 1; MKP-1; Protein-tyrosine phosphatase CL100; DUSP4;
別名	
遺伝子 ID	1843/1846
SwissProt ID	P28562/Q13115
免疫原	抗血清はヒト MKP-1/2 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 261-310


背景

DUSP1 遺伝子の発現は、ヒト皮膚線維芽細胞において、酸化ストレス / 熱ストレスおよび成長因子によって誘導される。DUSP1 は、非受容体型タンパク質チロシンホスファターゼファミリーのメンバーと構造的特徴が類似するタンパク質を特異的に発現し、ワクシニアウイルス後期遺伝子 H1 によってコードされるチロシン / セリンタンパク質ホスファターゼと顕著なアミノ酸配列相同性を示す。細菌で発現・精製された DUSP1 タンパク質は、固有のホスファターゼ活性を有し、in vitro において、ホスホトレオニン残基とホスホチロシン残基の両方を同時に脱リン酸化することにより、マイトジェン活性化タンパク質 (MAP) キナーゼを特異的に不活性化する。さらに、アフリカツメガエル卵母細胞抽出物中の発癌性 ras による MAP キナーゼの活性化を抑制する。したがって、DUSP1 は、環境ストレスに対するヒトの細胞応答だけでなく、細胞増殖の負の調節にも重要な役割を果たしている可能性があります。触媒活性:リン酸化タンパク質 + H(2)O = タンパク質 + リン酸。触媒活性:タンパク質チロシンリン酸 + H(2)O = タンパク質チロシン + リン酸。機能:MAP キナーゼ ERK2 の 'Thr-183' と 'Tyr-185' の両方を脱リン酸化させる二重特異性ホスファターゼ。誘導:酸化ストレスと熱ショックによって。類似性:タンパク質チロシンホスファターゼファミリーに属します。非受容体クラス二重特異性サブファミリー。類似性:ロダナーゼドメインを1つ含む。類似性:チロシンタンパク質ホスファターゼドメインを1つ含む。組織特異性:肺、肝臓、胎盤、膵臓で高発現。心臓および骨格筋では中等度の発現が認められる。脳および腎臓では低発現。、


研究分野

MAPK_ERK_成長;MAPK_G_タンパク質;


画像データ




MKP-1/2 抗体を用いたパラフィン包埋ヒト乳癌組織の免疫組織化学染色。右の写真は合成ペプチドでブロッキングした状態。




MKP-1/2 抗体を用いた Jurkat 細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。




MKP-1/2 抗体を使用した HepG2 細胞の溶解物のウェスタンブロット分析。




1: 1000 に希釈した MKP-1/2 ポリクローナル抗体を使用したさまざまな細胞のウェスタンブロット分析。



1: 1000 に希釈した MKP-1/2 ポリクローナル抗体を使用した Jurkat 細胞のウェスタンブロット分析。



MKP-1/2 抗体を用いた 293T 溶解のウェスタンブロット解析。抗体は 1:1000 に希釈した。



MKP-1/2 抗体を用いた Hela KB 293T SH-SY5Y の溶解のウェスタンブロット解析。抗体は 1:1000 に希釈した。