

**製品名: MRP-L15 ウサギポリクローナル抗体****カタログ番号: APRab14113**

研究使用のみ

**概要**

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:20000-1:40000
分子量	33kDa

**抗原情報**

遺伝子名	MRPL15
別名	MRPL15; HSPC145; 39S ribosomal protein L15; mitochondrial; L15mt; MRP-L15
遺伝子 ID	29088.0
SwissProt ID	Q9P015
免疫原	抗血清はヒト MRPL15 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 191-240


**背景**

哺乳類ミトコンドリアリボソームタンパク質は核遺伝子によってコードされ、ミトコンドリア内でのタンパク質合成を補助する。ミトコンドリアリボソーム（ミトリボソーム）は、小さな 28S サブユニットと大きな 39S サブユニットから構成される。ミトコンドリア


アリソームのタンパク質と rRNA の比率は、原核生物リソームの約 75%と推定されるが、原核生物リソームではこの比率が逆転している。哺乳類ミトリソームと原核生物リソームのもう一つの違いは、後者が 5S rRNA を含むことである。種によって、ミトリソームを構成するタンパク質の配列は大きく異なり、場合によっては生化学的性質も異なるため、配列相同性による容易な識別は困難である。この遺伝子は、EcoL15 リソームタンパク質ファミリーに属する 39S サブユニットタンパク質をコードしている。この遺伝子に対応する擬似遺伝子は、染色体 15q に存在する。[RefSeq 提供、2008 年 7 月]類似性:リソームタンパク質 L15P ファミリーに属します。、

## 研究分野


## 画像データ



MRPL15 抗体を用いた HeLa 細胞、HUVEC 細胞、MCF-7 細胞のライセートのウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。



MRP-L15 ポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット解析



パラフィン包埋ヒト肺癌の免疫組織化学染色。抗体は 1:100 (4°C、一晩) に希釈した。抗原賦活化には、高圧高温トリス EDTA (pH8.0) を使用した。抗体から得られたネガティブコントロール (右) は、免疫原ペプチドで前処理した。