

製品名: MYO5C ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab14329**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	191kDa

抗原情報

遺伝子名	MYO5C
別名	
遺伝子 ID	55930.0
SwissProt ID	Q9NQX4
免疫原	ヒトタンパク質由来の合成ペプチド。アミノ酸範囲: 850~930

背景


機能:トランスフェリン輸送に関与している可能性があります。多くの生理的に重要な組織において、アクチンをベースとした膜輸送を促進する可能性があります。類似性:1つの希薄ドメインを含みます。類似性:1つのミオシンヘッド様ドメインを含みます。類似性

:6つのIQドメインを含みます。組織特異性:主に非神経組織で発現します。特に、膵臓、前立腺、乳腺、胃、結腸、肺などの上皮組織と腺組織に豊富です。機能:トランスフェリン輸送に関与している可能性があります。多くの生理的に重要な組織において、アクチンをベースとした膜輸送を促進する可能性があります。類似性:1つの希薄ドメインを含みます。類似性:1つのミオシンヘッド様ドメインを含みます。類似性:6つのIQドメインを含みます。組織特異性:主に非神経組織で発現します。特に膵臓、前立腺、乳腺、胃、結腸、肺などの上皮組織および腺組織に豊富に含まれています。

研究分野

-

画像データ



HEK293の溶解物のウェスタンブロット分析。一次抗体は1:1000希釈。二次抗体は1:10000希釈。