

製品名: Myp ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab14351**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:300,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:10000-1:20000
分子量	28kDa

抗原情報


遺伝子名	NOL3
別名	Myp; NOL3; Nop30; Nucleolar protein 3; apoptosis repressor ARC; apoptosis repressor with CARD; apoptosis repressor with caspase recruitment domain (CARD); muscle-enriched cytoplasmic protein; nucleolar protein of 30 kDa
遺伝子 ID	8996.0
SwissProt ID	O60936-2
免疫原	抗血清はヒト ARC 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 159-208

背景


NOL3は、抗アポトーシスタンパク質である核小体タンパク質3をコードしており、カスパーゼ2、カスパーゼ8、および腫瘍タンパク質p53の酵素活性をダウンレギュレーションすることが示されています。NOL3には、異なるアイソフォームをコードする複数の転写バリエーションが見つっています。

研究分野

画像データ



ARC抗体を用いたパラフィン包埋ヒト脳組織の免疫組織化学染色。右の写真は合成ペプチドでブロッキングした状態。



ARC抗体を用いたHeLa細胞ライセートのウェスタンブロット解析。右レーンは合成ペプチドでブロッキングされている。



Mypポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット分析