

製品名: O56A4 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab15065**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	34kDa

抗原情報

遺伝子名	OR56A4
別名	
遺伝子 ID	120793.0
SwissProt ID	Q8NGH8
免疫原	ヒトタンパク質由来の合成ペプチド。アミノ酸範囲: 200~280

背景


嗅覚受容体は鼻腔内の嗅覚分子と相互作用し、嗅覚の知覚を引き起こす神経反応を引き起こします。嗅覚受容体タンパク質は、単一のコーディングエクソン遺伝子から生じる G タンパク質共役受容体 (GPCR) の大規模なファミリーに属します。嗅覚受容体は、多く

の神経伝達物質受容体やホルモン受容体と7つの膜貫通ドメイン構造を共有し、嗅覚シグナルの認識とGタンパク質を介した伝達を担っています。嗅覚受容体遺伝子ファミリーはゲノム中で最大のファミリーです。この生物の嗅覚受容体遺伝子およびタンパク質に割り当てられた命名法は、他の生物とは独立しています。 [RefSeq 提供、2008年7月],機能:嗅覚受容体,その他:ここに示す配列は、EMBL/GenBank/DDBJ サードパーティアノテーション(TPA)エントリに由来しています。類似性:Gタンパク質共役受容体1ファミリーに属します。 ,

研究分野

嗅覚伝達;

画像データ



PC12 細胞溶解液のウエスタンブロット分析、O56A4 ウサギポリクローナル抗体を1:1000に希釈し、4°で一晩