

製品名: パンミリスチル化ウサギポリクローナル抗体

カタログ番号: APRab15723

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	種に依存しない
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:10000-1:20000
分子量	130 80 35kDa

抗原情報

遺伝子名	
別名	
遺伝子 ID	
SwissProt ID	
免疫原	合成ミリスチル化ペプチド


背景

-

研究分野

-

画像データ



1000倍希釈の抗体を用いたKBマウス肺細胞のウェスタンブロット分析。二次抗体は1:20000に希釈した。