

製品名: パキシリンウサギポリクローナル抗体**カタログ番号:** APRab15801

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	65kDa

抗原情報

遺伝子名	PXN
別名	PXN; Paxillin
遺伝子 ID	5829.0
SwissProt ID	P49023
免疫原	抗血清はヒトパキシリン由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 144-193

背景


この遺伝子は、細胞外マトリックスへの細胞接着部位（接着斑）におけるアクチン膜への接着に関与する細胞骨格タンパク質をコードしています。この遺伝子には、異なるアイソフォームをコードする選択的スプライシングを受けた転写バリエーションが報告されています。

ます。これらのアイソフォームはそれぞれ異なる発現パターンを示し、生化学的特性だけでなく生理学的特性も異なります (PMID:9054445)。 [RefSeq 提供、2011年8月],機能:細胞外マトリックスへの細胞接着部位 (接着斑) におけるアクチン膜結合に関与する細胞骨格タンパク質。 ,PTM:インテグリンを介した細胞接着、胚発生、線維芽細胞の形質転換、およびミトゲンによる細胞刺激後に、チロシン残基がリン酸化される。 ,類似性:パキシリンファミリーに属する。 ,類似性:3つの LIM 亜鉛結合ドメインを含む。 ,類似性:4つの LIM 亜鉛結合ドメインを含む。 ,サブユニット:in vitro でビンキュリンおよび c-SRC の SH3 ドメインに結合し、チロシンリン酸化されると V-CRK の SH2 ドメインにも結合する。アイソフォーム β は接着斑キナーゼに結合するが、ビンキュリンには弱く結合する。アイソフォーム γ はビンキュリンに結合するが、接着斑キナーゼとは弱く結合する。 GIT1、NUDT16L1/SDOS、PARVA、TGFB1I1 と相互作用する。細胞質複合体の構成要素であり、GIT1、ARHGEF6、PAK1 も含まれる (相同性による)。 ASAP2 に結合する。リン酸化されていない ITGA4 と相互作用する。 RNF5 と相互作用する。


研究分野

ケモカイン、VEGF、接着斑、白血球の内皮透過移動、アクチンと細胞骨格の調節、

画像データ



パキシリン抗体のウェスタンブロット分析。右レーンはパキシリンペプチドでブロッキングされている。



Paxillin 抗体を使用した RAW264.7 細胞の溶解物のウェスタンブロット分析。

パキシリンポリクローナル抗体を用いた 293 細胞のウェスタンブロット分析

