

製品名: SH-PTP1 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab17871**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:300
分子量	67kDa

抗原情報

遺伝子名	PTPN6 PTPN6; HCP; PTP1C; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6; Hematopoietic cell
別名	protein-tyrosine phosphatase; Protein-tyrosine phosphatase 1C; PTP-1C; Protein-tyrosine phosphatase SHP-1; SH-PTP1
遺伝子 ID	5777.0
SwissProt ID	P29350
免疫原	抗血清はヒト SHP-1 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 530-579


背景

この遺伝子によってコードされるタンパク質は、タンパク質チロシンホスファターゼ (PTP) ファミリーのメンバーです。PTPは、細胞の成長、分化、有糸分裂周期、および癌化を含むさまざまな細胞プロセスを制御するシグナル伝達分子として知られています。この PTP の N 末端部には、タンパク質リン酸化チロシン結合ドメインとして機能し、この PTP とその基質との相互作用を媒介する 2 つのタンデムな Src ホモログ (SH2) ドメインが含まれています。この PTP は主に造血細胞で発現し、造血細胞における複数のシグナル伝達経路の重要な調節因子として機能します。この PTP は、造血細胞のシグナル伝達に関与する広範囲のリン酸化タンパク質と相互作用し、脱リン酸化することが示されている。この遺伝子には、異なるアイソフォームをコードする複数の選択的スプライシングバリエーションが報告されています。[RefSeq 提供、7月] 触媒活性: タンパク質チロシンリン酸 + H(2)O = タンパク質チロシン + リン酸。機能: 造血において重要な役割を果たします。この PTPase 活性は、タンパク質チロシンリン酸化を介して、成長因子受容体やその他のシグナル伝達タンパク質と直接結合する可能性があります。SH2 領域は他の細胞成分と相互作用し、相互作用する基質に対する自身のホスファターゼ活性を調節する可能性があります。MTUS1 とともに、アンジオテンシン II 刺激により UBE2V2 の発現を誘導します。PTM: セリンおよびチロシン残基がリン酸化されています。類似性: タンパク質チロシンホスファターゼファミリーに属します。非受容体クラス 2 サブファミリー。類似性: チロシンタンパク質ホスファターゼドメインを 1 つ含む。類似性: SH2 ドメインを 2 つ含む。細胞内局在: ニューロンにおいて、アンジオテンシン II 処理後に核へ移行する。サブユニット: モノマー。MTUS1 と相互作用する (類似性による)。PTPNS1、LILRB1、LILRB2 に結合する。FCRL2、FCRL3、FCRL4、CD300LF、CD84 と相互作用する。組織特異性: アイソフォーム 1 は造血細胞で発現し、アイソフォーム 2 は非造血細胞で発現する。、

研究分野

B 細胞抗原; 接着結合; T 細胞受容体; MAPK; タンパク質アセチル化

画像データ



SH-PTP1 ポリクローナル抗体を用いた様々な細胞のウェスタンブロット解析