

製品名: UBP54 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab19578**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000
分子量	185kDa

抗原情報

遺伝子名	USP54 C10orf29
別名	
遺伝子 ID	159195.0
SwissProt ID	Q70EL1
免疫原	ヒトタンパク質の一部領域から得られた合成ペプチド

背景


注意:活性部位残基は保存されていますが、通常触媒 His の 9 残基前に存在する保存された His 残基が欠けています。機能:ペプチダーゼ活性はありません。類似性:ペプチダーゼ C19 ファミリーに属します。組織特異性:いくつかの組織で弱く発現します。注意:活性部

位残基は保存されていますが、通常触媒 His の 9 残基前に存在する保存された His 残基が欠けています。機能:ペプチダーゼ活性はありません。類似性:ペプチダーゼ C19 ファミリーに属します。組織特異性:いくつかの組織で弱く発現します。、

研究分野

-

画像データ



HEK293 の溶解物のウェスタンブロット分析。一次抗体は 1:1000 希釈。二次抗体は 1:10000 希釈。