

製品名: ZNF575 ウサギポリクローナル抗体**カタログ番号: APRab20272**

研究使用のみ

概要

説明	ウサギポリクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ELISA
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	ポリクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% 新タイプ防腐剤 N を含む PBS 液。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:10000
分子量	26kDa

抗原情報

遺伝子名	ZNF575
別名	ZNF575; Zinc finger protein 575
遺伝子 ID	284346.0
SwissProt ID	Q86XF7
免疫原	抗血清はヒト ZNF575 由来の合成ペプチドに対して作製された。アミノ酸範囲: 10-59

背景


機能:転写調節に関与している可能性があります。類似性:krueppel C2H2 型ジンクフィンガータンパク質ファミリーに属します。類似性:6つの C2H2 型ジンクフィンガーを含みます。機能:転写調節に関与している可能性があります。類似性:krueppel C2H2 型ジン

クフィンガータンパク質ファミリーに属します。類似性:6つのC2H2型ジンクフィンガーを含みます。、


研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達; 転写; ドメインファミリー; ジンクフィンガー

画像データ



ZNF575 抗体のウェスタンブロット解析。右レーンは ZNF575 ペプチドでブロッキングされている。



ZNF575 抗体を使用した HeLa 細胞の溶解物のウェスタンブロット分析。