

製品名: MGST1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe01437**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	人間、ネズミ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW: 18 kDa; Observed MW: 18 kDa

抗原情報

遺伝子名	MGST1
別名	Microsomal GST-I
遺伝子 ID	4257
SwissProt ID	P10620
免疫原	ヒトミクロソームグルタチオン S-トランスフェラーゼ 1 の合成ペプチド


背景

還元型グルタチオンを、さまざまな外因性および内因性の疎水性求電子剤と結合させます。


研究分野

細胞生物学

画像データ



MGST1 抗体を使用したラット肝臓溶解物中のミクロソーム GST1 のウエスタンブロット分析。



ミクロソームグルタチオントランスフェラーゼ 1 抗体を使用したパラフィン包埋ヒト胆管癌の免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。