

製品名: ARFRP1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe01438**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 23 kDa

抗原情報

遺伝子名	ARFRP1
別名	ARP; Arp1; ARL18
遺伝子 ID	10139
SwissProt ID	Q13795
免疫原	ヒト ARFRP1 の合成ペプチド


背景

タンパク質の選別を制御するトランスゴルジ体関連 GTPase。

研究分野

シグナル伝達

画像データ



ARFRP1 抗体を使用した C6 溶解物中の ARFRP1/ARP のウエスタン ブロット分析。