

製品名: C3orf38 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe01745**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル抗体
形態	液体
濃度	0.56mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 38 kDa; Observed MW: 38 kDa

抗原情報

遺伝子名	C3orf38
別名	Uncharacterized protein C3orf38
遺伝子 ID	285237
SwissProt ID	Q5JPI3
免疫原	ヒト C3orf38 の組み換えタンパク質


背景

アポトーシスの調節に関与している可能性がある。

研究分野

細胞生物学

画像データ



C3orf38 抗体を使用した K562、HeLa 溶解物中の C3orf38 のウエスタン ブロット分析。