

**製品名: CARD9 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe01756**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 62 kDa; Observed MW: 62 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	CARD9
別名	Caspase recruitment domain-containing protein 9; hCARD9
遺伝子 ID	64170
SwissProt ID	Q9H257
免疫原	ヒト CARD9 の合成ペプチド


**背景**

カスパーゼリクルートドメイン含有タンパク質 9

## 研究分野

細胞生物学

## 画像データ



CARD9 抗体を使用した K562、THP-1 溶解物中の CARD9 のウエスタン プロット分析。