

**製品名: カテプシン Z ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe01767**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW: 34 kDa; Observed MW: 34 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	CTSZ
別名	CTSX
遺伝子 ID	1522
SwissProt ID	Q9UBR2
免疫原	ヒトカテプシン Z の組換えタンパク質


**背景**

カルボキシモノペプチダーゼ活性およびカルボキシジペプチダーゼ活性を示す。

## 研究分野

タグとセルマーカー

## 画像データ



カテプシン Z 抗体を使用した、Hela、K562 溶解物中のカテプシン Z のウエスタン ブロット分析。