

**製品名: CSHL1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe01855**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.3mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW: 25 kDa; Observed MW: 25 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	CSHL1
別名	Lactogen-like; Chorionic somatomammotropin-like
遺伝子 ID	1444
SwissProt ID	Q14406
免疫原	ヒト CSHL1 の組み換えタンパク質

**背景**

妊娠中に GH/CS クラスターの他のメンバーの不在を補うために必要な、新しい妊娠ホルモンである可能性があります。

## 研究分野

シグナル伝達

## 画像データ

CSHL1 抗体を使用したヒト胎盤溶解物中の CSHL1 のウエスタンブロット分析。

