

製品名: DEK ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe01902**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル抗体
形態	液体
濃度	0.3mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 43 kDa; Observed MW: 50 kDa

抗原情報

遺伝子名	DEK
別名	Dek; DEK oncogene; Protein DEK
遺伝子 ID	7913
SwissProt ID	P35659
免疫原	ヒト DEK の組み換えタンパク質


背景

クロマチン組織化に関与する。


研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達

画像データ



DEK 抗体を使用した K562、MCF-7、Hela 溶解物中の DEK のウエスタン ブロット分析。



DEK 抗体を使用したパラフィン包埋ヒト肺癌の免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。