

**製品名: EN1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe01947**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 40 kDa; Observed MW: 50 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	EN1
別名	EN1; Engrailed 1; Engrailed; Hu-En-1; Mo-en.1
遺伝子 ID	2019
SwissProt ID	Q05925
免疫原	-


**背景**

エンゲイレイドホメオボックスファミリーに属します。

## 研究分野

神経科学

## 画像データ



EN1 抗体を使用したラット脳溶解物中の EN1/Engrailed 1 のウエスタンブロット分析。