

製品名: HNF 4 α ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe02102**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP,ChIP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.64mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、 -20°C で保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50,ChIP 1:20
分子量	Calculated MW: 53 kDa; Observed MW: 53 kDa

抗原情報

遺伝子名	Hnf4A
別名	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha
遺伝子 ID	15378.0
SwissProt ID	P49698
免疫原	ヒト HNF-4- α の組換えタンパク質

背景


転写制御転写因子。 $\alpha 1$ -アンチトリプシン、アポリポタンパク質 CIII、トランスサイレチン遺伝子、および HNF1- α の転写に必要な

DNA 部位に結合します。肝臓、腎臓、および骨の形成に必須である可能性があります。その他脂肪酸に結合します。


研究分野

心血管系

画像データ



HNF 4 アルファ抗体を使用したマウス肝臓溶解物中の HNF4 アルファのウエスタンブロット分析。



HNF4alpha 抗体を使用した K562、C6、Hela 溶解物中の HNF4alpha のウエスタンブロット分析。