

**製品名: 乳酸脱水素酵素 C ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe02199**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 36 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	LDHC
別名	CT32; LDH3; LDHX
遺伝子 ID	3948
SwissProt ID	P07864
免疫原	ヒト乳酸脱水素酵素 C の合成ペプチド


**背景**

精子の運動性における役割の可能性。

## 研究分野

シグナル伝達

## 画像データ



乳酸脱水素酵素 C 抗体を使用した HeLa 溶解物中の乳酸脱水素酵素 C のウエスタンブロット分析。