

製品名: LRG1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe02220**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 38 kDa; Observed MW: 48 kDa

抗原情報

遺伝子名	LRG1
別名	LRG1; LRG; Leucine-rich alpha-2-glycoprotein; LRG
遺伝子 ID	116844
SwissProt ID	P02750
免疫原	ヒト LRG1 の合成ペプチド

背景

トランスフォーミング成長因子ベータ受容体の結合。

研究分野

免疫学

画像データ

LRG1 抗体を使用したヒト血清溶解物中の LRG1 のウエスタンブロット分析。

