

**製品名: MTX3 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe02287**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.25mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 35 kDa; Observed MW: 35 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	MTX3
別名	Metaxin-3
遺伝子 ID	345778
SwissProt ID	Q5HYI7
免疫原	ヒト MTX3 の合成ペプチド


**背景**

ミトコンドリアへのタンパク質の輸送に機能する可能性があります。


## 研究分野

シグナル伝達

## 画像データ



MTX3 抗体を使用したラット心臓溶解物中の MTX3 のウエスタンブロット分析。



MTX3 抗体を使用したマウス脳溶解物中の MTX3 のウエスタンブロット分析。