

製品名: P4HB ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe02385**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200
分子量	Calculated MW: 57 kDa; Observed MW: 57 kDa

抗原情報

遺伝子名	P4HB
別名	P4HB; DSI; ERBA2L; GIT; P4Hbeta; PDI; PDIA1; PHDB; PO4DB; PO4HB; PROHB
遺伝子 ID	5034
SwissProt ID	P07237
免疫原	ヒト P4HB の合成ペプチド

背景


この多機能タンパク質は、ジスルフィド結合の形成、切断、および再配置を触媒します。細胞表面では、細胞に付着したタンパク質

のジスルフィド結合を切断する還元酵素として作用すると考えられます。

研究分野

タグとセルマーカー

画像データ



P4HB 抗体を使用した HCT116、HeLa、HepG2、Jurkat、MCF-7 溶解物中の P4HB のウエスタンブロット分析。